

Restee PRO

user manual
uživatelský manuál
uživatelský manuál

THANK YOU

Thank you for choosing our product. Please read this manual carefully before using your massage gun, and retain it for future reference. Revolutionary massage gun helps you to accelerate muscle recovery, alleviate stress and tension, and provide relief from muscle pain.

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Před použitím masážní pistole si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití. Revoluční masážní pistole Vám pomůže urychlit regeneraci svalů, zmírnit stres a napětí a poskytnout úlevu od bolesti svalů.

Đakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Pred použitím masážnej pištole si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie. Revolučná masážna pištoľ Vám pomôže urýchliť regeneráciu svalov, zmierniť stres a napätie a poskytnúť úľavu od bolesti svalov.

USER GUIDE LANGUAGES

EN

To view this manual online scan this QR code or visit: www.restee.eu

CZ

Chcete-li zobrazit tento manual online, naskenujte QR kód nebo navštivte: www.restee.eu

SK


Ak chcete zobrazíť tento maunál online, naskenujte QR kód alebo navštívte: www.restee.eu

PL

Aby wyświetlić tę instrukcję online, zeskanuj ten kod QR lub odwiedź: www.restee.eu

DE

Um dieses Handbuch online anzuzeigen, scannen Sie diesen QR-Code oder besuchen Sie: www.restee.eu



www.restee.eu

IMPORTANT INFORMATION

Incorrect operation may cause failure, electric shock, injury or fire. Before using this product, please read this manual carefully.

Důležité informace

Nesprávná obsluha může způsobit poruchu, úraz elektrickým proudem, zranění nebo požár. Před použitím tohoto výrobku si prosím pečlivě přečtete tento návod.

Dôležité informácie

Nesprávna prevádzka môže spôsobiť poruchu, úraz elektrickým prúdom, zranenie alebo požiar. Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte tento návod.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Restee PRO - Revolutionary massage gun

4x attachment heads

Battery duration: 8 Hours

Charging port: USB Type-C

Input voltage: DC 5V/1A

Power supply: lithium-ion battery

Battery capacity: 4500mAh

Recharging time: 2 hours

Item Dimensions: 13,8x8,4x4,5 cm

Weight: 450g

Material: Aircraft Grade Aluminum



SAFETY AND WARNINGS

Under certain circumstances, muscle pain may be a sign of a significant injury or illness and may require supervised medical attention and diagnosis. If you experience muscle pain lasting more than one week or if you have been in an accident, you should consult using your massage device with a medical professional.

Restee product is not intended for unsupervised usage by individuals under the age of 16. Please keep Restee product out of reach of children. Do not let children play with it.

Please note that our products are not intended for the diagnosis, treatment, or prevention of any illness or disease.

If you are pregnant or have any underlying medical conditions, you must consult with your doctor before using this product.

BEZPEČNOST A VAROVÁNÍ

Za určitých okolností může být bolest svalů příznakem vážného zranění nebo nemoci a může vyžadovat lékařskou péči a diagnózu pod dohledem. Pokud pociťujete bolesti svalů trvající déle než jeden týden nebo pokud jste utrpěli nehodu, měli byste použití masážního zařízení konzultovat s lékařem.

Produkt Restee není určen k používání bez dozoru osobami mladšími 16 let. Uchovávejte produkt Restee mimo dosah dětí. Nedovolte dětem, aby si s ním hrály.

VeźmĚte prosím na vědomí, že naše produkty nejsou určeny k diagnostice, léčbě nebo prevenci jakékoli nemoci.

Pokud jste těhotná nebo máte nějaké základní zdravotní potíže, musíte se před použitím tohoto produktu poradit se svým lékařem.

BEZPEČNOSŤ A VAROVANIA

Za určitých okolností môže byť bolesť svalov znakom vážneho zranenia alebo choroby a môže vyžadovať lekársku starostlivosť a diagnostiku pod dohľadom. Ak pociťujete bolesť svalov trvajúcu viac ako jeden týždeň alebo ak ste mali nehodu, mali by ste sa o používaní masážneho zariadenia poradiť s lekárom. Produkt Restee nie je určený na používanie bez dozoru osobami mladšími ako 16 rokov. Produkt Restee uchováajte mimo dosahu detí. Nedovoľte deťom hrať sa s produktom.

Upozorňujeme, že naše produkty nie sú určené na diagnostiku, liečbu alebo prevenciu akejkoľvek choroby.

Ak ste tehotná alebo máte akékoľvek základné zdravotné ťažkosti, musíte sa pred použitím tohto produktu poradiť so svojím lekárom.

CAUTIONS

Avoid immersion in water, and keep the device away from liquids and heat sources.

Use only attachment heads provided by Restee.

When the charging cable is damaged, it must be replaced with a genuine one.

Do not charge the product, in humid environments.

This appliance contains a built-in lithium-ion battery. Do not disassemble, impact, crush the battery, or throw it into fire. If there is severe swelling, do not continue to use.

Do not leave the battery in a high-temperature environment.

If you come into physical contact with any substance that may leak out of the battery, please rinse the contact area with plenty of water and seek medical attention immediately.

When charging, make sure to use a charger of 5V/1A.

As a safety feature, the device will automatically power down after 15 minutes of continuous use.

Ensure a 30-minute rest period before using the device again.

UPOZORNĚNÍ

Zabraňte ponoření zařízení do vody a udržujte jej mimo kapaliny a zdroje tepla.

Používejte pouze nástavce dodávané společností Restee.

Pokud je nabíjecí kabel poškozen, musí být vyměněn za originální.

Nenabíjejte výrobek ve vlhkém prostředí.

Tento spotřebič obsahuje vestavěnou lithium-iontovou baterii.

Baterii nerozebírejte, nenarážejte s ní, ani ji nedrťte nebo nevhazujte do ohně.

Pokud dojde k silnému nafouknutí, nepokračujte v používání.

Nenechávejte baterii v prostředí s vysokou teplotou.

Pokud se dostanete do fyzického kontaktu s jakoukoli látkou, která může uniknout z baterie, opláchněte kontaktní oblast velkým množstvím vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Při nabíjení se ujistěte, že používáte nabíječku 5V/1A.

Z bezpečnostních důvodů se zařízení automaticky vypne po 15 minutách nepřetržitého používání.

Před dalším použitím zařízení zajistěte 30 minutovou přestávku.

UPOZORNENIA

Zabráňte ponoreniu zariadenia do vody a udržiajte ho mimo kvapaliny a zdroje tepla.

Používajte iba nástavce dodávané spoločnosťou Restee.

Pokiaľ je nabíjací kábel poškodený, musí byť vymenený za originálny.

Nenabíjajte výrobok vo vlhkom prostredí.

Tento spotrebič obsahuje vstavanú lítium-iónovú batériu.

Batériu nerozoberajte, nenarážajte s ňou, ani ju nedrťte alebo nevhadzujte do ohňa.

Pokiaľ dôjde k silnému nafúknutiu, nepokračujte v používaní.

Nenechávajte batériu v prostredí s vysokou teplotou.

Pokiaľ sa dostanete do fyzického kontaktu s akoukoľvek látkou, ktorá môže uniknúť z batérie, opláchnite kontaktnú oblasť veľkým množstvom vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri nabíjaní sa uistite, že používate nabíjačku 5V/1A.

Z bezpečnostných dôvodov sa zariadenie automaticky vypne po 15 minútach nepretržitého používania.

Pred ďalším použitím zariadenia zaistite 30 minútovú prestávku.

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Do not discard this product with general household waste at the end of its service life.

Put the product in the recycling station designated by the government.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Nevyhazujte tento výrobek do běžného domovního odpadu na konci jeho životnosti.

Vložte výrobek do recyklačního kontejneru.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Nevhadzujte tento výrobok do bežného domového odpadu na konci jeho životnosti.

Vložte výrobok do recyklačného kontajnera.

WARRANTY NOTICE

As a Restee consumer, you are entitled to a statutory warranty subject to the Consumer Protection Act. Further information on the consumer guarantee can be found on Restee's official website: www.restee.eu

In the unlikely event that your product has developed a fault, please contact support@resteesport.cz to arrange a replacement.

Do not attempt to disassemble any Restee devices. Warranty of your product will be voided in any instance of tampering or dismantling of the device.

RESTEE ZÁRUKA

Jako spotřebitel Restee máte nárok na zákonem stanovenou záruku podléhající Zákonu o ochraně spotřebitele. Další informace o spotřebitelské záruce naleznete na oficiálních stránkách Restee: www.restee.eu

V případě, že se u Vašeho produktu objeví závada, kontaktujte prosím support@resteesport.cz a domluvte se na výměně.

Nepokoušejte se rozebírat žádná zařízení Restee. Záruka na Váš produkt bude neplatná.

RESTEE ZÁRUKA

Ako spotrebiteľ Restee máte nárok na zákonom stanovenú záruku podliehajúcu Zákonu o ochrane spotrebiteľa. Ďalšie informácie o spotrebiteľskej záruke nájdete na oficiálnych stránkach Restee: www.restee.eu

V prípade, že sa u Vášho produktu objaví závada, kontaktujte prosím support@resteesport.cz a dohodnite sa na výmene.

Nepokúšajte sa rozoberať žiadne zariadenia Restee. Záruka na Váš produkt bude neplatná.

REGISTER YOUR DEVICE

To register for our Restee warranty, please fill out all of your information on our website: www.restee.eu

If anything happens to your device, please contact us with a quick photo or video of any issue you may be experiencing and your original Restee order number or proof of purchase. We will be sure to get you taken care of right away.




www.restee.eu



RESTEE BREAKDOWN







Použití Restee masážní pistole/ Použitie Restee masážnej pištole



1. **Attachment head/** Nástavec na masírování/ Nástavec na masírovanie
2. **USB-C charging port/** Nabíjecí port USB-C/ Nabíjací port USB-C
3. **Power button + speed adjustment /** Tlačítko napájení + nastavení rychlosti/ Tlačidlo napájania + nastavenie rýchlosti
4. **Multi-purpose Blue LED/** Víceúčelová modrá LED dioda/ Viacúčelová modrá LED dióda
5. **Power indicator/** Indikátor napájení/ Indikátor napájania






POWER INDICATOR

Indikátor napájení/ Indikátor napájania

Light color	Indicating	Status
Red/ Červená		Battery low/ Nízká baterie
Red Flashing/ Bliká červená		Too much pressure, release the gun/ Příliš velký tlak, uvolněte pistoli/ Priliš veľký tlak, uvoľnite pištoľ
Green/ Zelená		Fully charged/ Baterie/ 100%
Green/ Zelená	1x 	Battery capacity/ Baterie/ 0-30%
Green/ Zelená	2x 	Battery capacity/ Baterie/ 30-70%
Green/ Zelená	3x 	Battery capacity/ Baterie/ 70-100%

MULTI-PURPOSE BLUE LED

Víceúčelová modrá LED dioda/ Viacúčelová modrá LED dióda

Light color	Indicating	Status
Blue/ Modrá		Battery capacity during charging Kapacita baterie během nabíjení Kapacita batérie počas nabíjania
Blue/ Modrá		First gear/ První stupeň/ Prvý stupeň
Blue/ Modrá		Second gear/ Druhý stupeň/ Druhý stupeň
Blue/ Modrá		Third gear/ Třetí stupeň/ Tretí stupeň
Blue/ Modrá		Fourth gear/ Čtvrtý stupeň/Štvrtý stupeň

OPERATING

1. Power on device by pressing and holding the power button
2. Click the power button to select the level of speed 1-4
3. Power off the device by pressing and holding the power button

Ovládání

1. Zapněte zařízení stisknutím a podržením tlačítka napájení
2. Klepnutím na tlačítko napájení vyberte úroveň rychlosti 1-4
3. Vypněte zařízení stisknutím a podržením tlačítka napájení

Ovládanie

1. Zapnite zariadenie stlačením a podržaním tlačidla napájania
2. Kliknutím na tlačidlo napájania vyberte úroveň rýchlosti 1-4
3. Vypnite zariadenie stlačením a podržaním tlačidla napájania



As a safety feature, the device will automatically power down after 15 minutes of continuous use.

Z bezpečnostných dôvodů se zařízení automaticky vypne po 15 minutách nepřetržitého používání.

Z bezpečnostných dôvodov sa zariadenie automaticky vypne po 15 minútach nepretržitého používania.



Clean the device only with a wet cloth and dry it.

Never store the device fully charged or completely discharged for a long time. The optimal battery charge during long-term storage is around 50%.


Přístroj čistěte výhradně navlhčeným hadříkem a osušte.

Přístroj nikdy neskladujte delší dobu plně nabitý nebo zcela vybitý. Optimální nabití baterie při dlouhodobém skladování je kolem 50%.

Prístroj čistite výhradne navlhčenou handričkou a osušte.

Prístroj nikdy neskladujte dlhšiu dobu plne nabitý alebo úplne vybitý. Optimálne nabitie batérie pri dlhodobom skladovaní okolo 50%.

CHOOSING THE BEST HEAD ATTACHMENT



ROUND HEAD

The ball-shaped head is perfectly round, allowing for smooth rotation of the point of contact with consistent and even force. It covers a larger surface area, enabling you to target the big muscle groups effectively.

Sensitive muscle groups, all areas




BULLET HEAD

Bullet head can be carried out on the soles of the feet and palm massage. Best for smaller muscle groups it allows you to dig deep into the tissues. It's great for trigger point massage but shouldn't be used for longer than 15 seconds per muscle area.

Tight muscles, deep tissue, target spots


CHOOSING THE BEST HEAD ATTACHMENT



FLAT HEAD

Covers a wide area for large muscle groups, while its flat top distributes the force of the massage gun. The flat round attachment is great for medium to large muscle groups. The modified force is really helpful for bulky muscle groups like the calf or biceps.

Medium to large muscles, sore muscles




FORK HEAD

Used for trigger points and the lower back. It can be used on the sides of the spine, but always be careful to not use it directly on the bone.

Large and tight muscles, deep tissue

LEARN MORE ON OUR WEBSITE

Visit our website to discover a variety of tutorial videos. Enhance your skills and knowledge with valuable insights and tips tailored to your interests on www.restee.eu



Thank you for choosing Restee product.

Please read the product manual carefully before use.

For further information, please go to www.restee.eu

Socials: @restee.sport

Designed in EU by Restee

©Restee original product. All rights reserved.

